

RFQ-Edelstahl-Reinigungspistolen, zerlegbar und autoklavierbar

RFQ-Edelstahl-Reinigungspistolen erleichtern einzelne Spülschritte auf der unreinen und reinen Seite im Aufbereitungsraum.

RFQ-Edelstahl-Reinigungspistolen sind zum Anschluss an **Kaltwasserleitungen** (Trinkwasser u. VE-Wasser) bis 0,5Mpa (5bar) bestimmt.

Alle Edelstahl-Reinigungspistolen sind **ohne Werkzeug zerlegbar** und **autoklavierbar**.

Optional: Wandhalter und **Tischdurchführungen** erleichtern den sicheren Umgang.

Optional: Alle Edelstahl-Reinigungspistolen können auch zur Verwendung mit **Druckluft** und mit **Schnellverschlusskupplungen** geliefert werden.

Ein **Ergänzungsset** ermöglicht die Verwendung mit **PALL-Wassersterilfilter**.

RFQ-Edelstahl-Reinigungspistolen sind **Medizinprodukte der Klasse 1** und können mit **validiertem** Verfahren **manuell** und **maschinell** sicher aufbereitet werden.



Basic Set für VE- und Trinkwasser kalt bis 5 bar mit Schlauchverschraubung (1/2“)

Set bestehend aus: Reinigungspistole mit Edelstahlhandgriff 1/2“ Innengewinde zur Direktverschraubung (nicht drehbar), Spitzdüse, Silikonöl, VE-Wasserschlauch: Silikonschlauch mit Edelstahl-Schlauchumflechtung (KTW A,W 270, W 543) und Edelstahlanschlüssen, Schlauchanschluss 3/8“ , Überwurfmutter, Schlauchausgang 1/2“ Außengewinde.

64-20810-70 Reinigungspistolen-Set, „**VE-Wasser/Trinkwasser**“, Schlauchlänge 100cm

64-20810-71 Reinigungspistolen-Set, „**VE-Wasser/Trinkwasser**“, Schlauchlänge 150cm

64-20810-72 Reinigungspistolen-Set, „**VE-Wasser/Trinkwasser**“, Schlauchlänge 200cm



Vertrieb: Hans-Joachim Mausolf Hygienesysteme · 21077 Hamburg
Tel.: 040 - 766 46 29 · info@endosupply.de · www.endosupply.de
Hersteller: RFQ-Medizintechnik GmbH & Co. KG, D-78532 Tuttlingen,
phone: +49(0)7461/96170 - <http://www.rfq.de>

Zubehör für RFQ-Edelstahl-Reinigungspistolen:

64-20850-20 Wandhalter:

Erleichtert die Handhabung.



64-20850-10 Tischdurchführung (eloxiert):

Geeignet für Plattenstärken bis 45 mm.

Plattenbohrung: 34 mm Durchmesser.

(für Plattenstärken bis 60 mm auf Anfrage)



64-20850-16 Ersatzteile-Set:

Ersatz O-Ringe u. Verschleißteile



47450 Ergänzungsset für PALL-Wasser-Sterilfilter:

(keine Bestandteile der Edelstahl-Pistole und

keine Medizinprodukte)

Bestehend aus:

SST1/2 MV-Schnellkupplung(Filterauslass),

SST1/2FV-Schnellkupplung(Filtereinlass),

2x Konnektorschutzhüllen (Filterauslass)

1 x Kupplungsmanschette für die Schnellkupplung.



47231 PALL Aquasafe-AQIN:

In-Line Einweg-Wasser-Sterilfilter für

Wasserleitungen und Reinigungspistolen.

(kein Bestandteil der Edelstahl-Pistole)

Weiteres Zubehör und weitere Ersatzteile auf Anfrage.



Vertrieb: Hans-Joachim Mausolf Hygienesysteme · 21077 Hamburg
Tel.: 040 - 766 46 29 · info@endosupply.de · www.endosupply.de
Hersteller: RFQ-Medizintechnik GmbH & Co. KG, D-78532 Tuttlingen,
phone: +49(0)7461/96170 - <http://www.rfq.de>